

RÖNTGENANLAGE DRGEM GXR-S

Unser komfortables Röntgen-Komplettsystem.

- elektrische Höhenverstellung des Röntgentisches
- leistungsstarke Röntgenröhre
- auch mit Film- und Speicherfolienkassetten nutzbar
- Länge: 2200mm | Breite: 810mm
- schwimmende Tischplatte
- höhenverstellbar (Max. Höhe: 850mm | Min. Höhe: 565mm)
- Max. Belastung: 300kg



Mindestraumgröße	
Raumhöhe	2500 mm
Minimales Raummaß	3000 mm x 4800 mm
Patiententisch	
Tischmaße	2200 mm x 810 mm
Tischhöhe (verstellbar)	min. 565mm max. 850mm
Tragfähigkeit	max. 300 kg
Verschiebung längs	1000 mm
Verschiebung quer	250 mm

Säulenstativ Röhre	
Höhe	2327 mm
Verschiebung längs	2100 mm
Verschiebung quer	250 mm
Höhenverschiebung	1526 mm
Rasterwandstativ	
Höhe	2200 mm
Verfahrbereich	300~1860 mm (Boden bis Bucky Mitte)

*Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispielfotos, die im Detail und Farbe von den jeweiligen Systemen abweichen können.

Swissray Technologies AG

Turbistrasse 25

6280 Hochdorf, Switzerland (CH)

Phone: +41 (41) 914 12 12

info@swissray-technologies.com

www.swissray-technologies.com

SWISSRAY 
TECHNOLOGIES