

RÖNTGENANLAGE DRGEM GXR-S




RÖNTGENANLAGE DRGEM GXR-S


Unser komfortables Röntgen-Komplettsystem.

Mit der DRGEM Röntgenanlage GXR-S bieten wir Ihnen eine stabile und leistungsstarke Röntgenanlage an. Das kompakte bodengeführte System besteht durch sein modernes Design. Selbstverständlich können auch die inneren Werte überzeugen, der 52kW Röntgengenerator verfügt über eine hohe Leistungsreserve, somit können Sie mühelos alle gängigen Röntgenaufnahmen einer orthopädischen Facharztpraxis anfertigen.

- › elektrische Höhenverstellung des Röntgentisches
- › leistungsstarke Röntgenröhre
- › auch mit Film- und Speicherfolienkassetten nutzbar
- › Länge: 2200mm | Breite: 810mm
- › schwimmende Tischplatte
- › höhenverstellbar (Max. Höhe: 850mm | Min. Höhe: 565mm)
- › max. Belastung: 300kg



Unsere Erweiterungsoptionen



RÖNTGEN-DETEKTOR

VIVIX-S 3643 WIFI BASISPAKET

Mit dem Röntgendetektor Vivix 3643 WiFi können Sie jetzt einfach und unkompliziert jede vorhandene Röntgenanlage digitalisieren. Als sogenannte Retrofitlösung hat dieser Detektor die gleichen Abmessungen wie eine 35x43 cm Röntgenkassette und ist daher genau so einfach zu verwenden. Sie können nicht nur mobil arbeiten, sondern auch Auf- oder Untertischaufnahmen anfertigen. Profitieren Sie von der Qualität hochauflösender digitaler Röntgenbilder.

ORTHOSTAND

Der EASY RAY™ Orthostand zeichnet sich durch die komfortable Bedienung aus. Er ist leicht zu positionieren und wird über eine zentrale Feststellbremse mit einem Fusshebel gebremst. Die beiden Handgriffe ermöglichen dem Patienten einen sicheren Aufstieg und Stand während des Bildprocessing.



Swissray Technologies AG

Turbistrasse 25

6280 Hochdorf, Switzerland (CH)

Phone: +41 (41) 914 12 12

info@swissray-technologies.com

www.swissray-technologies.com

SWISSRAY 
TECHNOLOGIES